

安全上のご注意

●次のような医用電子機器とは、絶対に併用しない。

- ◎ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器
- ◎人工心肺など生命維持用医用電子機器
- ◎心電計などの装着型医用電子機器

●次のような方は使用しない。

- ◎顔面に神経障害のある方◎皮膚などに知覚障害のある方◎皮膚感染症、皮膚炎などの方◎乳幼児、小さな子供、および自分で意思表示のできない方◎身体の不自由な方◎出血性疾患(血友病など)の方◎糖尿病の方◎高血圧の方◎妊娠初期の不安定期の方、出産直後の方、または妊娠中で体調がすぐれない方(妊娠高血圧症候群の方など)◎光線力学療法等で光増感剤を使用している方◎体調がすぐれない方◎疲労の激しい方◎飲酒している方

●乳幼児の手の届く場所やベッドの近くには絶対に置かない。

本製品にはリチウム一次電池が内蔵されており、誤って飲み込んだ場合、生命に関わる重大な事故につながるおそれがあります。万が一飲み込んだ場合は、直ちに医師に連絡し、指示を受けてください。

●次のような方は必ず医師にご相談のうえ使用する。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- ◎アレルギー体質、敏感肌の方◎エステやクリニックなどで、ダウンタイム(回復に要する時間)が

必要な施術、および肌へ強い刺激や赤みが発生する施術を約2週間以内に受けた方◎悪性腫瘍のある方◎心臓に障害のある方◎手術直後の方◎これまでに重い病気をした方◎急性疾患の方◎感染症疾患の方◎有熱性疾患の方◎薬を服用中の方◎その他医療機関で治療中の方

●次のような使い方はしない。

- ◎使用されるご自身の肌以外への使用◎ベッドへの使用◎電子レンジや高压容器へ入れる◎高温の場所や火気付近での使用・保管◎ほこりっぽい場所での使用・保管

●次のような部位には使用しない。

- ◎まぶた、眉の下、眼球、眼球に近い部位◎頭部、耳、のど、および心臓付近◎傷口や口腔内などの粘膜部位◎皮むけ、ひび割れ、化膿性疾患のある部位◎過度の日焼けなど、肌に異常のある部位◎当日、脱毛処理をした部位◎整形手術をした部位◎金属、プラスチック、シリコンなどを埋め込んでいる部位◎刺青(タトゥー)を入れている部位
- ※顔以外には使用しないでください。

●子供や身体の不自由な人のみでの使用は避ける。

未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。

使用上のご注意

- ご使用前に本体に破損や変形がないか確認する
- 初回使用時は絶縁シートを引き抜いてから使用する
- 肌に強く押しあてない●LEDの光を直射しない
- 同一箇所への使用は1日1回(6~8時間以内)を目安とし、長時間貼り続けられない●赤み、はれ、かゆみ等の異常が現れた場合は使用を中止し、医師に相談する
- 防水仕様ではないため、水中や湿度の高い場所で使用しない●他の電気製品や美容機器と併用しない●濡れている肌や化粧品、クリームが残った肌に使用する場合は、完全に乾かしてから貼る●使用部位によっては、本体がはがれやすくなることがあるので、位置をずらしたり、肌の油分を拭き取ってから

使用する●化粧水やクリームなどが肌や手に付いた状態で使用しない●粘着テープ部分は、時間の経過や高温多湿の環境下で劣化し、粘着力が低下する可能性があるため、長期保管は避け、異常が見られた場合は新しい製品を使用する●本製品を冷やしたり、温めたりしない、サウナなど急激な温度変化のある場所で使用しない●落下・衝撃を与えない●分解、修理、改造をしない●リチウム一次電池内蔵のため、火中投入・加熱・高温放置をしない●万が一、リチウム一次電池の液が目に入る、身体に付いたときは、きれいな水で十分洗い流したあと、医師に相談する

取扱説明書

各部の名称

表面



絶縁シート

※絶縁シートをスロット
から引き抜いてお使い
ください。

裏面



スロット

保護フィルム

粘着テープ

※保護フィルムをはがし
てお使いください。

LEDランプ

※製品はパッチ側面の色で見分けることができます。
(白: CLEAR、ピンク: TONE)

効果的にご使用いただくために

- ・使用時間の目安は、絶縁シートを引き抜いてLEDランプが点灯してから消灯するまで(電池が切れるまで)です。
- ・同一箇所への使用は、1回約6～8時間を目安にしてください。
- ・8時間を経過しても発光が続く場合がありますが、光の出力が低下しているため、効果は徐々に減少します。
- ・粘着テープは貼り直しや汚れで粘着力が低下することがあります。できるだけ貼り替えずにご使用ください。

使い方

- 1 メイクや汚れを落として肌を清潔にし、化粧水などで肌を整え、完全に乾かす。



※肌がべたついている場合、テープの粘着力が低下し、はがれやすくなるおそれがあります。はがれやすい場合は、パッチを貼る部位を水に濡らした布などで軽く拭き取り、肌のべたつきを除去したうえで貼ってください。

- 2 本体の絶縁シートを引き抜く。

本体裏面のLEDが点灯します。



- 3 本体裏面の保護フィルムをはがす。



- 4 気になる箇所に貼り、本体をやさしく押して、肌に密着させる。



※使用中に痛みを感じたり、肌に異常があらわれたら、ただちに肌からはがし、使用を中止してください。
※使用を中止する場合は、絶縁シートをスロットに差し込み、保護フィルムを貼り戻してください。

6～8時間の集中ケア*

*6時間以上貼ること

粘着テープの粘着力が弱くなったときは・・・

指先に水滴をつけて粘着テープをやさしくこすり、汚れを取り除いてください。
その後、風通しの良い日陰で水気がなくなるまで自然乾燥させてからご使用ください。

ご使用後の廃棄について

本製品はリチウム一次電池を内蔵しています。電池の交換はできません。ご使用後は本製品を分解せず、お住まいの地域の分別収集ルールに従って適切に廃棄してください。